



## **Release Notes zur Version GeneSpotter 2.6.0**

- Korrektur der Spalten 'X Spot Block Index', 'Y Spot Block Index', 'X Spot Field Index' und 'Y Spot Field Index'
- Korrektur der Beschreibung der Evaluationstabelle für Rot-Grün-Chips im Handbuch (Anhang F)
- Korrektur und Erweiterung der Beschreibung der Evaluationstabelle für Monochrom-Chips im Handbuch (Anhang F)
- GAL-Files, die nur eine Blockreihe enthalten, werden korrekt geladen
- Das Verhalten für Erstellung von neuen Gittern wurde konsistenter gestaltet - beim GAL- und CSF/MGS-Import wird jetzt ein neues abstraktes Gitter angelegt.